


Wb, Elisa용 Anti-Pi3 Kinase P85 Beta 단일클론 항체 - O00459

품목 번호: CM0012753



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 PI3 Kinase p85 beta에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 쥐 p85 β (82 kDa)를 검출합니다. PI3K/AKT 신호 전달, 암 및 대사 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p85 beta Rabbit mAb
비고/별칭	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5296
GeneID	5296
면역원	인간 PI3 Kinase p85 beta (O00459)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O00459
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백