


Anti-Pi3 Kinase P85 Beta Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00459

품목 번호: CM0021714



소개

인간 PI3 Kinase p85 beta를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플의 내인성 p85 beta를 검출합니다. PI3K/AKT 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI3 Kinase p85 beta Rabbit pAb
비고/별칭	p85; MPPH; P85B; MPPH1; p85beta; p85-BETA; PI3 Kinase p85 beta
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5296
유전자 ID	5296
면역원	인간 PI3 Kinase p85 beta (NP_005018.1)의 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O00459
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백