

Wb 및 Elisa용 항PI3K-감마 토끼 단클론 항체 - P48736

품목 번호: CM0004262



소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위한 PI3K-감마(p110 γ , 126kDa)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 PI3K γ 를 검출하며; 면역 세포 신호전달, 화학주성 및 GPCR 매개 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PI3K-감마 토끼 mAb
비고/별칭	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K
종	인간
GeneID (인간)	5294
GeneID	5294
면역원	인간 PI3 Kinase-gamma (NP_002640.2)의 아미노산 130-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P48736
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스 팩