


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pi3K P85A/P55F/P85B 폴리클로날 항체 - P27986 / O00459 / Q92569

품목 번호: CM0023320



소개

PI3K 조절 서브유닛 p85α, p55γ, p85β(PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 인슐린 신호전달 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PI3KP85α/P55γ/P85β Rabbit pAb
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; PI3KP85α/P55γ/P85β
종	인간
유전자 ID (인간)	5295/5296/8503
유전자 ID	8503/5295/5296
면역원	인간 PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 (NP_852664.1)의 아미노산 400~500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27986/O00459/Q92569
단백질 분자량	42-54 kDa/81-84 kDa
배송	아이스백