


Anti-Pi4K2B 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Tcg2

품목 번호: CM0023528



소개

인간 PI4K2B를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. PI4P 합성 및 소포 트래피킹에 관여하는 포스파티딜이노시톨 4-키나제 타입 2-베타를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PI4K2B Rabbit pAb
비고/별칭	PIK42B; PI4KIIB; PI4K2B
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	55300
유전자 ID	55300
항원(Immunogen)	인간 PI4K2B (NP_060793.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8TCG2
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)