


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pi4Ka 토끼 다클론 항체 - P42356

품목 번호: CM0021971



소개

인간 PI4KA를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 PI4KA를 검출하며, 포스파티딜이노시톨 신호전달 및 경련성 하반신마비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PI4KA 토끼 pAb
비고/별칭	SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA
종	인간
유전자 ID (인간)	5297
면역원	인간 PI4KA(P42356)의 아미노산 1780-1860에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42356
단백질 분자량	237kDa
배송 방식	아이스 팩