


Wb 및 Elisa용 Anti-Pias1 토끼 단일클론 항체 - O75925

품목 번호: CM0009810



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 anti-PIAS1 토끼 단일클론 항체입니다. 전사 조절 및 DNA 복구에 관여하는 72kDa E3 SUMO 리가아제인 인간 및 마우스 PIAS1과 반응합니다. 체외진단(IVD) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIAS1 토끼 mAb
비고/별칭	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
종	인간
GeneID (인간)	8554
GeneID	8554
면역원	인간 PIAS1(O75925)의 아미노산 3-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75925
단백질 중량	72kDa
배송	아이스팩