


Anti-Pias1+Pias2 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O75925/O75928

품목 번호: CM0012172



소개

PIAS1 및 PIAS2를 인식하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫드의 내인성 수준을 검출합니다. SUMOylation, STAT 신호 전달 및 크로마틴 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PIAS1+PIAS2 Rabbit mAb
비고/별칭	DDXBPI; GBP; GU/RH-II; ZMIZ3; PIAS1+PIAS2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8554/9063
GeneID	8554/9063
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 PIAS1+PIAS2 (O75925)의 아미노산 552-651 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	O75925/O75928
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)