

Anti-Pias2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75928

품목 번호: CM0024953



소개

인간 PIAS2 (E3 SUMO-단백질 리가제 PIAS2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. SUMO화, 전사 조절 및 스테로이드 호르몬 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIAS2 Rabbit pAb
비고/별칭	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
종	Human
Gene ID	9063
면역원	인간 PIAS2 (NP_004662.2)의 아미노산 420-621에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O75928
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백