

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Pias3 토끼 다클론 항체 - Q9Y6X2

품목 번호: CM0014774



소개

STAT 신호전달 및 수모화에 관여하는 인간 PIAS3을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA 용도에 적합하며, 인간 검체에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIAS3 토끼 pAb
비고/별칭	ZMIZ5; PIAS3
종	인간
유전자 ID	10401
면역원	인간 PIAS3(NP_006090.2)의 아미노산 399-628에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6X2
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩