

Wb, Elisa용 항-Pias4 다클론 항체 - Q8N2W9

품목 번호: CM0027794

소개

인간 PIAS4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차반응성이 확인되었습니다. SUMO화, 전사 조절 및 DNA 복구 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIAS4 토끼 pAb
비고/별칭	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gamma; PIAS4
종	인간
GeneID	51588
면역원	인간 PIAS4 (NP_056981.2)의 아미노산 60-260번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N2W9
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스백