

Wb, Elisa용 항-Pibf1 토끼 다클론 항체 - Q8Wxw3

품목 번호: CM0014820

소개

인간 PIBF1(CEP90)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 중심체 생물학, 섬모 형성 및 프로게스테론 매개 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIBF1 토끼 pAb
비고/별칭	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
종	인간
유전자 ID	10464
면역원	재조합 단백질 인간 PIBF1(NP_006337.2)의 아미노산 598-757에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WXW3
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스 팩