

Anti-Pibf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8W_{xw}3

품목 번호: CM0026500

소개

인간 PIBF1 (PIBF/CEP90/JBTS33)에 대한 Rabbit polyclonal antibody for WB, IHC-P, ELISA. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 섬모생성, 프로게스테론 신호전달, 생식 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIBF1 Rabbit pAb
비고/별칭	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
종	인간
GeneID (인간)	10464
GeneID	10464
면역원	인간 PIBF1 (Q8WXW3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WXW3
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백