


Wb, Elisa용 항-Pick1 다클론 항체 - Q9Nrd5

품목 번호: CM0015434



소개

웨스턴 블롯과 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 항-PICK1 다클론 항체로, 시냅스 가소성과 수송체 수송에 관여하는 인간 PICK1 단백질을 표적으로 합니다. 신경과학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PICK1 토끼 pAb
비고/별칭	PICK; PRKCABP; PICK1
종	인간
유전자ID (인간)	9463
유전자ID	9463
면역원	합성 펩타이드 인간 PICK1 (NP_036539.1)의 아미노산 300-400번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NRD5
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩