


Ihc-P, Elisa용 Anti-Pick1 토끼 다클로날 항체 - Q9Nrd5

품목 번호: CM0017922



소개

PICK1에 대한 토끼 다클로날 항체로, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 샘플에서 시냅스 가소성 및 수용체 트래피킹에서 PRKCA 결합 단백질의 역할을 조사하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PICK1 토끼 pAb
비고/별칭	PICK; PRKCABP; PICK1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9463
면역원	인간 PICK1 (NP_036539.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9NRD5
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)