

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Pid1 다클론 항체 - Q7Z2X4

품목 번호: CM0018412

소개

WB, IP 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-PID1 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 PID1을 검출합니다. 전지방세포 증식에 관여하는 세포질 단백질로, 비만 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PID1 토끼 pAb
비고/별칭	PCL11; NYGGF4; P-CL11; HMFN2073; PID1
종	사람
유전자 ID (사람)	55022
면역원	사람 PID1의 아미노산 124-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_060403.3)
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q7Z2X4
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩