


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pidd 토끼 다클론 항체 - Q9Hb75

품목 번호: CM0025490



소개

PIDD 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. DNA 손상 반응 및 세포자살 경로의 핵심 인자인 p53 유도 사망 도메인 단백질 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIDD 토끼 pAb
비고/별칭	LRDD; PIDD; MRT75
종	인간
유전자ID (인간)	55367
유전자ID	55367
면역원	인간 PIDD (NP_665893.2)의 아미노산 1-85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HB75
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백