


Anti-Piezo1 (Fam38A) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q92508

품목 번호: CM0026309



소개

기계 수용성 이온 채널 구성 요소인 PIEZO1 (FAM38A)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 실험쥐 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 축삭/통각 및 혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM38A/PIEZO1 Rabbit pAb
비고/별칭	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	9780
GeneID	9780
면역원	사람 FAM38A/PIEZO1 (NP_001136336.2)의 아미노산 2230-2420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 실험쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q92508
단백질 분자량	287kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)