


Wb, Elisa용 항-Piezo1/Fam38A 다클론 항체 - Q92508

품목 번호: CM0029044



소개

인간 PIEZO1 기계감응 이온 채널에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 기계전달, 촉각 감지 및 혈관 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAM38A/PIEZO1 토끼 pAb
비고/별칭	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6
종	인간
유전자ID (인간)	9780
유전자ID	9780
면역원	인간 FAM38A/PIEZO1 (NP_001136336.2)의 아미노산 1811-1952에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92508
단백질 분자량	287kDa
배송	아이스 팩