

Wb 및 Elisa용 항Pif4 토끼 다클론 항체 - Q8W2F3

품목 번호: CM0019368

소개

애기장대(Arabidopsis thaliana) 전사인자 PIF4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 피토크롬 신호 전달, 빛 및 온도 스트레스 반응, 식물 열형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIF4 토끼 pAb
비고/별칭	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; 피토크롬 상호작용 인자 4; SRL2; PIF4
종	애기장대(Arabidopsis thaliana)
GeneID (인간)	818903
GeneID	818903
면역원	합성 펩타이드 애기장대 PIF4 (NP_565991.2)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	애기장대(Arabidopsis thaliana)
SWISS	Q8W2F3
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩