

Fc용 돼지 Cd27 단클론 항체 - L7Qhb1

품목 번호: CM0011819

소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-돼지 CD27 단클론 항체. 공동자극 면역 체크포인트 수용체인 돼지 CD27 항원을 인식합니다. T세포, NK세포 및 B세포 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-돼지 CD27 단클론 항체
종	돼지
유전자ID (인간)	939
유전자ID	100520023
면역원	돼지 CD27 (NP_001265692.1)의 아미노산 20-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	돼지
SWISS	L7QHB1
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩