

Wb 및 Elisa용 항-Pigo 다클론 항체 - Q8Teq8

품목 번호: CM0019959

소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 인간 PIGO에 대한 토끼 다클론 항체이며, 마우스와 교차 반응합니다. GPI 앵커 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIGO 토끼 pAb
비고/별칭	HPMRS2; PIGO
종	인간
GeneID (인간)	84720
GeneID	84720
면역원	합성 펩타이드 인간 PIGO(NP_116023.2)의 아미노산 950~1050번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8TEQ8
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스팩