

Wb 및 Elisa용 Anti-Pigp Rabbit Polyclonal Antibody - P57054

품목 번호: CM0012902

소개

GPI-앵커 생합성의 핵심 효소인 인간 PIGP를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 교차 반응성을 가짐. GPI 생합성 및 신경발달 장애 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIGP Rabbit pAb
비고/별칭	DCRC; DSRC; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP
종	인간
유전자 ID (인간)	51227
유전자 ID	51227
면역원	인간 PIGP (NP_710148.1)의 아미노산 25-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P57054
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백