

Anti-Pigq Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Brb3

품목 번호: CM0020925

소개

PIGQ Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, ELISA에 대해 검증되었으며, Human, Mouse와 반응합니다. GPI-앵커 생합성에 필수적인 GPI-GnT 복합체의 서브유닛인 PIGQ를 타겟팅합니다. GPI 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	PIGQ Rabbit pAb
비고/별칭	GPI1; DEE77; EIEE77; MCAHS4; GPIBD19; c407A10.1; PIGQ
종	Human
GeneID (Human)	9091
GeneID	9091
면역원	인간 PIGQ (NP_683721.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	Q9BRB3
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백