

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pigr 토끼 다클론 항체 - P01833

품목 번호: CM0029065



소개

인간 PIGR에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 점막 면역 및 IgA/IgM 세포통과 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PIGR 토끼 pAb
비고/별칭	PIGR
종	인간
유전자 ID	5284
면역원	인간 PIGR(NP_002635.2)의 아미노산 460-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01833
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩