

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pigu 토끼 다클론 항체 - Q9H490

품목 번호: CM0019001



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 PIGU 토끼 다클론 항체(Q9H490). ER 내 GPI 앵커 트랜스아미다제 구성 요소인 인간, 마우스, 랫드 PIGU를 검출합니다. GPI 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIGU 토끼 pAb
비고/별칭	GAB1; PIG-U; NEDESS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
종	인간
유전자 ID (인간)	128869
유전자 ID	128869
면역원	합성 펩타이드 인간 PIGU(NP_536724.1)의 아미노산 1-100 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H490
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩