

Wb, Elisa용 항Pigx 토끼 다클론 항체 - Q8Tbf5

품목 번호: CM0020836

소개

인간 PIGX(PIG-X)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 만노실트랜스퍼라제 I 복합체의 안정화 서브유닛으로, GPI-앵커 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIGX 토끼 pAb
비고/별칭	PIG-X; PIGX
종	인간
유전자ID (인간)	54965
유전자ID	54965
면역원	인간 PIGX (NP_060331.3)의 아미노산 80-220에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q8TBF5
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩