


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Pik3C2A 토끼 다클론 항체 - O00443

품목 번호: CM0018803



소개

인간 PIK3C2A(PI3K-C2α)에 대한 토끼 다클론 항체로, 약 191 kDa 단백질을 인식합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. PI3K 신호 전달, 인슐린 분비 및 세포 내 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIK3C2A 토끼 pAb
비고/별칭	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
종	인간
GeneID (인간)	5286
GeneID	5286
면역원	인간 PIK3C2A (NP_002636.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00443
단백질 분자량	191kDa
방식	아이스 백