

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pik3Ca 폴리클로날 항체 - P42336

품목 번호: CM0013294



소개

PIK3CA Rabbit pAb는 인간, 마우스, 랫트 PIK3CA(PI3K 알파 촉매 서브유닛)를 표적하는 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 및 PI3K/AKT 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIK3CA Rabbit pAb
비고/별칭	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PIK3CA
종	인간
유전자 ID (인간)	5290
유전자 ID	5290
면역원	인간 PIK3CA (NP_006209.2)의 아미노산 401-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P42336
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백