

Ihc-P, Elisa용 항-Pik3Cg 다클론 항체 - P48736

품목 번호: CM0026139



소개

인간 PIK3CG(PI3K γ 촉매 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P와 ELISA에서 검증되었습니다. 면역 세포 신호 전달, 염증 및 심장 기능 연구에 이상적이며, PI3K 경로 연구의 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIK3CG 토끼 pAb
비고/별칭	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
종	인간
유전자 ID (인간)	5294
면역원	인간 PIK3CG(NP_002640.2)의 아미노산 201-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P48736
단백질 분자량	126kDa
배송 방식	아이스 팩