

Wb용 Anti-Pik3R3/P55Pik 단일클론 항체 - Q92569

품목 번호: CM0012253

소개

PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 인슐린 신호 전달 및 PI3K 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIK3R3/p55PIK Rabbit mAb
비고/별칭	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8503
GeneID	8503
면역원(Immunogen)	사람 PIK3R3/p55PIK (Q92569)의 아미노산 362-461 내 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q92569
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)