

Anti-Pik3R3/P55Pik 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q92569

품목 번호: CM0022102

소개

인간 PIK3R3/p55PIK에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐, 쥐에서 내인성 p55PIK를 검출하며, PI3K 신호전달 및 인슐린 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIK3R3/p55PIK 토끼 pAb
비고/별칭	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
종	인간
유전자ID (인간)	8503
유전자ID	8503
면역원	합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q92569
단백질 분자량	54kDa
배송 방법	아이스팩