

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pik3R3/P55Pik 토끼 다클론 항체 - Q92569

품목 번호: CM0018875

소개

인간 PIK3R3/p55PIK를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 PIK3R3를 인식합니다. 인슐린 및 암 경로에서 PI3K 신호전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PIK3R3/p55PIK 토끼 pAb
비고/별칭	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
종	인간
유전자 ID (인간)	8503
유전자 ID	8503
면역원	인간 PIK3R3/p55PIK의 아미노산 300~388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92569
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩