

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pik3R4/Vps15 단일클론 항체 - Q99570

품목 번호: CM0011517



소개

인간 PIK3R4/VPS15(p150)에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 자가포식 및 세포내이입 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIK3R4/VPS15 토끼 mAb
비고/별칭	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
종	인간
GeneID(인간)	30849
면역원	합성 펩타이드; 인간 PIK3R4/VPS15(Q99570)의 아미노산 1259-1358 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99570
단백질 분자량	153kDa
배송	아이스팩