

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pik3R4/Vps15 다클론 항체 - Q99570

품목 번호: CM0023009



소개

인간 PIK3R4/VPS15(p150, PI3-키나아제 p150 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 자가포식, 엔도솜 수송 및 키나아제 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIK3R4/VPS15 토끼 pAb
비고/별칭	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
종	인간
유전자 ID	30849
면역원	인간 PIK3R4/VPS15(NP_055417.1)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99570
단백질 분자량	153kDa
배송	아이스 팩