

Wb, Elisa용 Anti-Pikfyve 토끼 다클로날 항체 - Q9Y2I7

품목 번호: CM0025162



소개

유일한 PI(3,5)P2 합성 효소인 인간 PIKFYVE에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 엔도솜 역학, 리소좀 트래피킹 및 SARS-CoV-2 진입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PIKFYVE Rabbit pAb
비고/별칭	CFD; FABI; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
종	Human (인간)
유전자 ID	200576
면역원	인간 PIKFYVE (NP_055855.2)의 아미노산 269-545에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q9Y2I7
단백질 분자량	237kDa
배송	아이스백