

Wb 및 Elisa용 Anti-Pim1 폴리클론항체 - P11309

품목 번호: CM0017805



소개

인간 PIM1에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. PIM1은 세포 생존과 증식에 중요한 원종양성 키나아제입니다. 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIM1 Rabbit pAb
비고/별칭	PIM; PIM1
종	인간
GeneID (Human)	5292
GeneID	5292
면역원	재조합 단백질 인간 PIM1 (NP_002639.1)의 아미노산 1-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P11309
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백