

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pim1 토끼 단일클론 항체 - P11309

품목 번호: CM0002886



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 PIM1 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 생존 및 증식에 관여하는 원발암유전자인 인간, 마우스, 랫트 PIM1 키나제를 검출하며, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIM1 Rabbit mAb
비고/별칭	PIM; PIM1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5292
유전자 ID	5292
면역원(Immunogen)	인간 PIM1 (P11309)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P11309
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)