

Wb 및 Elisa용 Anti-Pim1 토끼 다클론 항체 - P11309

품목 번호: CM0020573



소개

인체 PIM1 키나아제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 내인성 PIM1을 검출합니다. 암 및 세포 신호 전달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	PIM1 토끼 pAb
비고/별칭	PIM1; PIM; 세린/트레오닌-단백질 키나아제 pim-1
종	인간
유전자 ID	5292
면역원	인간 PIM1(NP_002639.1)의 아미노산 213-313 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P11309
단백질 무게	35kDa/45kDa
배송	아이스팩