

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pim1 토끼 다클론 항체 - P11309

품목 번호: CM0016734



소개

원암유전자 세린/트레오닌 키나제인 인간 PIM1(36 kDa)을 표적합니다. 재조합 면역원(아미노산 1-313). WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 교차 반응성: 인간, 마우스, 랫드. 종양학 및 세포 신호 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIM1 토끼 pAb
비고/별칭	PIM; PIM1
종	인간
유전자 ID (인간)	5292
면역원	인간 PIM1(NP_001230115.1)의 아미노산 1-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11309
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩