


## Wb, Ip, Elisa용 항-Pim2 토끼 단클론 항체 - Q9P1W9

품목 번호: CM0007397



### 소개

세포 생존과 증식을 조절하는 원종양유전자인 인간 PIM2 세린/트레오닌 단백질 키나아제를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, ELISA 응용 분야에 적합하며 약 34 kDa 크기의 밴드를 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PIM2 토끼 단클론 항체                                               |
| 비고/별칭      | PIM2; 세린/트레오닌 단백질 키나아제 pim-2                                 |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 11040                                                        |
| 유전자ID      | 11040                                                        |
| 면역원        | 합성 펩티드 인간 PIM2 (Q9P1W9)의 아미노산 200-300번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다. |
| 기원         | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                       |
| 응용 분야      | WB, IP, ELISA                                                |
| 교차 반응성     | 인간                                                           |
| SWISS      | Q9P1W9                                                       |
| 단백질 분자량    | 34kDa                                                        |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                        |