


Wb, Elisa용 Anti-Pim2 토끼 다클로날 항체 - Q9P1W9

품목 번호: CM0019841



소개

세포 생존 및 증식에 관여하는 세린/트레오닌 키나제인 인간 PIM2를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 분자량은 약 34kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIM2 Rabbit pAb
비고/별칭	PIM2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11040
유전자 ID	11040
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 PIM2 (NP_006866.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9P1W9
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백