

Anti-Pimreg Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bsj6

품목 번호: CM0021137

소개

PIMREG 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 유사분열 조절, 염색체 분리 및 세포 주기 진행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIMREG Rabbit pAb
비고/별칭	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
종	인간
GeneID (인간)	54478
GeneID	54478
면역원	재조합 단백질 인간 PIMREG (NP_001182157.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9BSJ6
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백