


Wb 및 Elisa용 항-Pin1 다클론 항체 - Q9C6B8

품목 번호: CM0024045



소개

애기장대(*Arabidopsis thaliana*)에서 WB 및 ELISA로 검증된 항-PIN1 다클론 항체입니다. 오신 수송 캐리어 구성요소 1(PIN1, 67 kDa)을 인식하여 오신 수송 및 발달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIN1 토끼 pAb
비고/별칭	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
종	애기장대(<i>Arabidopsis thaliana</i>)
유전자ID	843693
면역원	애기장대 PIN1 (NP_177500.1)의 아미노산 391-480에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	애기장대(<i>Arabidopsis thaliana</i>)
SWISS	Q9C6B8
단백질 분자량	67kDa
배송 방식	아이스 팩