


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pin1 다클론 항체 - Q13526

품목 번호: CM0013303



소개

인간 Pin1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드에서 Pin1을 검출합니다. 세포 주기 조절, 이성질화효소 활성 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pin1 토끼 pAb
비고/별칭	DOD; UBL5; Pin1
종	인간
유전자 ID (인간)	5300
유전자 ID	5300
면역원	인간 Pin1의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_006212.1)
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13526
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백