


항-Pin1 토끼 다클론 항체 - Q13526

품목 번호: CM0023884



소개

인간 Pin1(펩티딜-프롤린 시스-트랜스 이성질화효소 NIMA-상호작용 1)에 대한 토끼 다클론 항체로 WB 및 ELISA에 사용가능하며, 마우스와 래트와 교차반응합니다. 세포주기 연구 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pin1 토끼 pAb
비고/별칭	DOD; UBL5; Pin1
종	인간
유전자 ID (인간)	5300
유전자 ID	5300
면역원	재조합 단백질 인간 Pin1 (NP_006212.1)의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13526
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스백