

Anti-Pin4 (Par14/Par17) 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa용 - Q9Y237

품목 번호: CM0023889



소개

인간 PIN4 (Par14/Par17)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯팅(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성 및 DNA 결합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	PIN4 토끼 pAb
비고/별칭	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
종	인간
유전자 ID	5303
면역원	인간 PIN4 (NP_006214.2)의 아미노산 26-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y237
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩