

항-Pink1 다클론 항체 (토끼), Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 - Q9Bxm7

품목 번호: CM0030224



소개

인간 PINK1 키나아제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA로 검증되었습니다. 미토파지, 미토콘드리아 품질 관리 및 파킨슨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PINK1 토끼 pAb
비고/별칭	BRPK; PARK6; PINK1
종	인간
유전자 ID (인간)	65018
면역원	인간 PINK1 (NP_115785.1)의 아미노산 282-581에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXM7
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스백