

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pip4K2A 토끼 다클론 항체 - P48426

품목 번호: CM0027094



소개

인간 PIP4K2A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 포스포이노시티드 신호전달 및 자가포식에 관여하는 키나아제인 포스파티딜이노시톨 5-인산 4-키나아제 타입 2 알파를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PIP4K2A 토끼 pAb
비고/별칭	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alpha; PIP4K2A
종	인간
유전자ID (인간)	5305
유전자ID	5305
면역원	인간 PIP4K2A (NP_005019.2)의 아미노산 120-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P48426
단백질 분자량	46kDa
배송 방법	아이스백