

Anti-Pip4K2B 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - P78356

품목 번호: CM0027187



소개

인간 포스파티딜이노시톨 5-인산 4-키나제 타입-2 베타(PIP4K2B)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 포스포이노시타이드 대사 및 인슐린 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PIP4K2B Rabbit pAb
비고/별칭	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIIBeta; PIP4K2B
종	인간
유전자 ID (인간)	8396
유전자 ID	8396
면역원	인간 PIP4K2B (NP_003550.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78356
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백